



ung **FR** Mode d'emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath®
Cricath® Adult **TR** Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for
emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebrui-
Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult
ult **IT** Istruzioni **ES** Instrucciones de uso de Cricath® adultie Cricath®
nma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult
l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebruksinstructie Cricath® Adult **PT** Instruções
structions for use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR**
NL Gebruksinstructie Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath®
ath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR** Mode d'emploi de
ctie Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath® Adult **TR** Cricath®

Instrucciones de uso de Cricath adu

Nombre International Emergency Services S.L.



Nombre del producto	Cricath® Adultos	Estéril	STERILE EO
Logo del producto		Un solo uso	
DI =	2,0 mm	Consulte las instrucciones de uso	
Diámetro interior		No contiene látex de caucho natural:	
Longitud	7 cm		
Número de producto:	REF		

Usuario

Cricath Adultos debe ser utilizado por personal médico formado y experimentado en el control de las vías respiratorias o bajo la supervisión de este.

Uso previsto

Cricath Adultos está ideado para obtener acceso a la tráquea en casos en los que no puede realizarse una intubación convencional con mascarilla y/o tubo endotraqueal grande en pacientes adultos.

Grupo de pacientes

Adultos

Contraindicaciones

No se han descrito

Posibles complicaciones

- Hemorragia
- Hematoma
- Desplazamiento del catéter
- Enfisema en los tejidos
- Neumomediastino
- Punción esofágica

Descripción del producto

Cricath Adultos es un catéter de cricotirotomía que mide 7 cm y tiene un diámetro interior de 2,0 mm, introducido sobre una aguja de 1,8 mm.

Embalaje

- El embalaje contiene un Cricath Adultos e incluye una jeringa y una correa de cuello.
- Viene envasado en un paquete sellado y esterilizado con óxido de etileno.

Instrucciones de uso de Cricath adu

- Cricath Adultos permanece estéril mientras el envase esté sin abrir y sin dañar. No utilice Cricath Adultos si existe cualquier duda sobre la integridad del embalaje.
- Almacene el producto embalado en un lugar seco.
- Evite una exposición prolongada a la luz.

Material adicional necesario

- Agua estéril
- Dispositivo de ventilación con un conector Luer macho (p. ej., Ventrain®).

Advertencias y precauciones

- Utilice Cricath Adultos únicamente en combinación con respiradores que funcionen correctamente al conectarse a un catéter pequeño, por ejemplo Ventrain. Consulte las instrucciones de uso del dispositivo de ventilación.
- Sujete el Cricath Adultos con firmeza durante su uso para mantener el catéter en posición dentro de la tráquea en todo momento.
- No vuelva a introducir la aguja en el catéter después de sacarla. Puede dañar o perforar la pared del catéter.
- Si es posible y adecuado, deben aplicarse una técnica aséptica y anestesia local.

Instrucciones de uso

- 1 Extraiga el tubo protector del catéter, llene la jeringa con agua estéril o solución salina y acóplela al catéter.
- 2 Prepare la región anterior del cuello del paciente.
- 3 Identifique la membrana cricotiroides, ubicada entre el cartílago cricoides y el tiroides, mediante palpación (*figuras A y A**).

- 4 Estabilice la tráquea entre el pulgar y el dedo índice.
- 5 Sujete el catéter por el conector transparente de la aguja o la jeringa llena de agua.
- 6 Introduzca el catéter inferiormente perforando la membrana crico-tiroidea con la punta de la aguja (*figuras A y A**). Al entrar en la tráquea, notará una pérdida de resistencia.




Figura A



Membrana cricotiroides

Figura A*

- 7 Tire del émbolo de la jeringa para confirmar la posición del catéter en la tráquea (*figura B*). Deberá aspirarse aire.
- 8 Haga avanzar con cuidado únicamente el catéter hacia la tráquea inferiormente hasta que el reborde quede apoyado sobre el cuello (*figura C*).

Instrucciones de uso de Cricath adu




Figura B




Figura C

- 9 Entonces retire la aguja (*figura D*). No vuelva a introducir la aguja en el catéter después de sacarla. Puede dañar o perforar la pared del catéter.
- 10 Acople la jeringa al catéter y aspire de nuevo para confirmar la posición del catéter.
- 11 Fije el catéter con la correa que se incluye o mediante otro método (*figura E*).



Figura D



Figura E

- 12** Conecte un dispositivo de ventilación (p. ej., Ventrain) adecuado al catéter (*figura F*).




Figura F



MSS175-00

EN Instructions for use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung
Adult **NL** Gebruiksaanstructie Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath® Adult
use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR** Mode d'emploi de Cricath® Adult
ksinstructie Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath® Adult **TR** Cricath® Adult kullanma talimatları
DE Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR** Mode d'emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
Adult **PT** Instruções de utilização Cricath® Adult **TR** Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult
Bedienungsanleitung **FR** Mode d'emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
de utilização Cricath® Adult **TR** Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult
Mode d'emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath® Adult
Adult **TR** Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebruiksaanstructie Cricath® Adult

www.ventinovamedical.com

CE 1639

IES MEDICAL®

Bizkaia Science and Technology Park
Ibaizabal Street, Building 500
48160 Derio (Bizkaia), Spain

T +34 94 400 88 47
info@ventinovamedical.com